



## Battery Toothbrush Brosse à Dents à Piles



**D 4010**

**Type 4739**

1. Insert batteries as shown. Uses two 1.5 V type AA (LR 6) batteries. For best performance, we recommend Duracell® Ultra alkaline batteries. Batteries will last approx. 3 months when brushing twice a day for two minutes.
2. Remove protection cap, wet brushhead and apply toothpaste.
3. Place brushhead on teeth and switch on.
4. Brush for at least 2 minutes (recommended by dentists). Guide the brushhead from tooth to tooth, first the outsides (a), then the insides (b), finally the chewing surfaces (c). During the first days of use, gums may bleed slightly. Should bleeding persist after 2 weeks, contact your dentist.
5. Replace brushhead when indicated (a = new, b/c = replace).
6. Clean as shown under running water, then dry.
7. Dispose of used batteries according to local waste collection requirements.

Adult supervision recommended when used by children.

Limited Warranty: In case of defects in materials or workmanship, the appliance will be replaced within 2 years of date of purchase. If the appliance exhibits such a defect call 1-800-272-8611 (US residents) or 1-800-387-6657 (Canadian residents) for address to return appliance. We will send you a replacement appliance free of charge. Proof of date of original purchase is required. This warranty does not cover use and wear of batteries and brushhead, nor does it cover damage to finishes, normal wear, or damage resulting from accident, misuse, dirt, tampering, or unreasonable use.

ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, ARE EXPRESSLY DISCLAIMED. IN NO EVENT WILL MANUFACTURER BE RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL OR SPECIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT.

Some states/provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state/province to province.

**BRAUN**

is a trademark of Braun GmbH, Kronberg/Ts., Germany

**Oral-B**

and INDICATOR are trademarks of Oral-B Laboratories

1. Insérer les piles conformément aux indications. Fonctionne à l'aide de deux piles 1.5 V de type AA (LR 6). Pour un rendement optimal, nous recommandons les piles alcalines Duracell® Ultra. La durée des piles est d'environ trois mois pour un brossage de deux minutes, deux fois par jour.
2. Enlever le capuchon de protection, mouiller la tête de brosse et appliquer le dentifrice.
3. Placer la tête de brosse sur les dents et mettre en marche.
4. Se brosser les dents pendant au moins deux minutes (selon la recommandation des dentistes). Faire passer la tête de brosse sur chaque dent, d'abord sur les surfaces extérieures (a), puis intérieures (b), et enfin sur les surfaces de mastication (c). Durant les premiers jours d'utilisation, les gencives peuvent saigner légèrement. Si le saignement persiste après deux semaines, consulter un dentiste.
5. Remplacer la tête de brosse selon les indications (a = neuve, b/c = remplacer).
6. Nettoyer sous l'eau du robinet en suivant les directives, puis sécher.
7. Jeter les piles épuisées conformément aux règlements sur la collecte locale des déchets.

La supervision d'un adulte est recommandée lorsque la brosse est utilisée par des enfants.

Garantie restreinte : Cet appareil est garanti contre tout défaut de matière ou de fabrication pour une période de deux ans suivant la date d'achat. Si l'appareil présente un tel défaut, composer le 1 800 387-6657 pour connaître l'adresse de retour. L'appareil sera remplacé sans frais. Une preuve de la date d'achat initial est requise. Cette garantie ne couvre pas l'usure des piles et de la tête de brosse, les dommages aux finis, l'usure normale, ni les dommages causés par un accident, un usage impropre ou abusif, la saleté ou une modification.

LE FABRICANT DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE RESPONSABILITÉ RELATIVE À TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE À L'ÉGARD DE L'APTITUDE À DES FINS PARTICULIÈRES. EN AUCUN CAS LE FABRICANT NE SERA TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, INDIRECTS OU SPÉCIAUX RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

Certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou indirects. Cette clause peut donc ne pas être applicable.

La présente garantie vous accorde des droits particuliers reconnus par la loi et il se peut que vous disposiez d'autres droits qui peuvent varier d'une province à l'autre.

USA  
Distr. by:  
Gillette Commercial Operations  
North America  
One Gillette Park,  
Boston, MA 02127-1096

® LISTED 828 F  
HOMOLOGUE 828 F

1. Coloque las pilas como muestra el dibujo. Funciona con dos pilas de 1.5 V tipo AA (LR6). Para conseguir el máximo rendimiento, recomendamos pilas alcalinas Duracell® Ultra. La duración de las pilas aproximadamente es de 3 meses, si usted se cepilla durante 2 minutos 2 veces al día.
2. Retire el capuchón de protección, humedezca el cabezal y aplique pasta de dientes.
3. Coloque el cepillo sobre sus dientes y enciéndalo.
4. Cepille los dientes por lo menos dos minutos (tiempo recomendado por los dentistas). Guíe el cepillo de diente a diente, primero exteriormente (a), después interiormente (b) y finalmente la superficie de masticación (c). Durante los primeros días de uso, las encías podrán sangrar un poco. Si el sangrado continua durante varias semanas, contacte con su dentista.
5. Reemplace el cabezal cuando indique (a= nuevo, b/c = reemplazar).
6. Lave con agua, como se ve en la dibujo, y séquelo.
7. Elimine las pilas gastadas de acuerdo con la legislación local o nacional.

Se recomienda la supervisión de adultos cuando sea utilizado por niños.

**BRAUN**  
**Oral-B**

BON DU FABRICANT • PAS DE DATE D'EXPIRATION  
MANUFACTURER COUPON • NO EXPIRATION DATE

**SAVE/ÉPARGNEZ  
\$10.00**

on a Braun Oral-B rechargeable power toothbrush / à l'achat d'une brosse à dents électrique rechargeable Braun Oral-B

Offer valid for the following Braun Oral-B rechargeable power toothbrushes only: 3D Excel, 3D, Plak Control Ultra, Plak Control & Plaque Remover. Offer not valid on Braun Oral-B Battery Toothbrush and brushheads.

Offre valable seulement sur les brosses à dents électriques rechargeables Braun Oral-B suivantes: 3D Excel, 3D, Plak Control Ultra, Plak Control et Plaque Remover. Cette offre ne s'applique pas aux brosses à Dents à Piles Braun Oral-B et têtes de brosse.

**To the dealer:**  
Upon receipt of this coupon toward the purchase of the specified product, we will reimburse you the face value of the coupon plus regular handling. Application for redemption on any other basis may constitute fraud and will, at our option, void coupon presented. Applications for reimbursement accepted from principals only.  
Mail to: Braun Oral-B, Box 3000, Saint John, N.B. E2L 4L3  
A reduction in any applicable taxes payable is included in the coupon face value.

**Au détaillant:**  
Sur présentation de ce bon-rabais par votre client lors de l'achat du produit indiqué, nous vous rembourserons la valeur nominale du bon-rabais plus nos frais de manutention habituels. Toute demande de remboursement non conforme peut être considérée frauduleuse et nous nous réservons le droit d'annuler le bon-rabais présenté. Toute demande de remboursement ne sera acceptée que des commandants.  
Postez à: Braun Oral-B, C.P. 3000, Saint Jean (Nouveau-Brunswick) E2L 4L3  
Une réduction sur toutes les taxes applicables est comprise dans la valeur nominale de ce bonrabais.



04017497